# 性能

#### 臨床研究

300の臨床サンプルを中国で収集し、評価いたしました。 COVID-19核酸検出キットと比較した臨床研究は以下の とおりです。

# ・感度

1) 指先全血(25検体)

PCR test	Covid-19 IgM/IgG Antibody Test				
	IgM(+)	IgG(+)	IgM & IgG(+)	IgM & IgG(-)	Total
Positive	3	6	16	0	25

2) 血清・血漿 (138検体)

PCR test	Covid-19 IgM/IgG Antibody Test				
	IgM(+)	IgG(+)	IgM & IgG(+)	IgM & IgG(-)	Total
Positive	64	16	55	3	138

## ・特異度

1) 静脈全血(43検体)

PCR test	Covid-19 IgM/IgG Antibody Test				
	IgM(+)	IgG(+)	IgM & IgG(+)	IgM & IgG(-)	Total
Negative	0	1	2	40	43

2) 血清・血漿(94検体)

PCR test	Covid-19 IgM/IgG Antibody Test				
	IgM(+)	IgG(+)	IgM & IgG(+)	IgM & IgG(-)	Total
Negative	2	1	2	89	94

### 交差反応性

関連する他の血清マーカーとの交差反応はありません: CRP、RF、HIV、HBV血清マーカー(HBsAg、抗HBc IgG / IgM)、HCV、ヘルペスウイルスIgG(HSV)、サイトメガロウイルスIgG / IgM、マイコプラズマIgMデングウイルスIgG / IgM。陰性サンプルには、50の健康血清と20の健康全血サンプルも含まれています。

#### 妨害物質

以下の化合物がテストされ、干渉は観察されませんでした。

Acetaminophen	20  mg/dL	Atropine	20  mg/dL
Acetylsalicylic acid	$20 \ mg/dL$	Cannabinol	10  mg/dL
Ascorbic acid	20  mg/dL	Ethanol	1%
Caffeine	$20 \ mg/dL$	Methanol	1%
Gentesic acid	$20 \ mg/dL$	Albumin	2,000mg/dL
Phenylpropanolamin	e 20 mg/dL	Glucose	2,000mg/dL
Salicylic acid	$20 \ mg/dL$	Bilirubin	1,000mg/dL
EDTA	80  mg/dL	Hemoglobin	1,000mg/dL
Benzoylecgonine	10 mg/dL	Triglyceride	50 mg/dL
Total cholesterol	6mmol/L		